

# Campaña Internacional de Demostraciones

## MOLIENDA



**DEMO TOUR  
2018**

**Molinos  
disponibles**



Pulverisette 1PL



Pulverisette 13PL



Pulverisette 14PL



Pulverisette 7PL



Pulverisette 5PL



Pulverisette 2



Pulverisette 11N



Laborette 24/27



Analyssette 3



Pulverisette 19/Ciclón



Pulverisette 25



Pulverisette 23



Pulverisette 0

## OFERTAS ESPECIALES

con motivo de la campaña anual de demostraciones de molienda

### *Molino de cuchillas Pulverisette 11*

Procesos de corte rápidos, mezcla perfecta, muestras representativas.

- Molienda, homogeneización y mezcla extremadamente rápidas
- Hasta 1,400 ml de capacidad útil
- 20 SOP se pueden guardar
- Ajustes de velocidad variable con función turbo
- Conminución criogénica rápida
- Limpieza simple



3.429 €

### *Molino mono planetario Pulverisette 6 Classic Line*

Alto rendimiento en mínimo espacio.

- Fuerza de molienda especial debido a la velocidad giratoria hasta 650 rpm
- Tamaño final de molienda incluso por debajo de 1  $\mu$ m
- 1 estación de trabajo con compensación de contrapeso fácilmente ajustable
- Sujeción segura del tarro/s de molienda con el sistema safe-lock
- Ideal para la molienda de materiales duros a blandos, secos o en suspensión
- Mezcla perfecta y homogeneización de emulsiones
- Procesamiento simultáneo de hasta 2 muestras (2 tarros de 80 ml)
- Capacidad útil de hasta 225 ml (tarro de 500ml)
- Tamaños de tarros de molienda de 80 ml, 250 ml y 500 ml
- Requerimiento de pequeño espacio y diseño ergonómico
- Fácil manejo



6.212 €

### *Nuevo molino planetario Pulverisette 5 Premium Line*

Molienda de alto rendimiento hasta tamaño nanométrico.

- Potencia extra de accionamiento de 2,2 kW y alta aceleración centrífuga hasta 64 g y hasta 800 rpm (velocidades de giro de vaso de 1600 rpm)
- Fijación de los tarros de molienda con motor ServoLOCK
- Fijación segura, reproducible e independiente del usuario
- 2 posiciones de molienda para tarros con un volumen de 150 ml, 250 ml y 500 ml
- Manejo intuitivo mediante pantalla táctil a color



14.965€

Oferta válida hasta el 31/05/2018 salvo error tipográfico o fin de existencias. No acumulable con otras ofertas. IVA no incluido.

[marketing@izasascientific.com](mailto:marketing@izasascientific.com)

# Campaña Internacional de Demostraciones

# MOLIENDA

## FORMULARIO Asistencia

### DESEO ASISTIR

- Barcelona 7 mayo 9.00-14.00 Hora aprox. ....
- Tarragona 8 mayo 9.00-14.00 Hora aprox. ....
- Castellón 8 mayo 9.00-14.00 Hora aprox. ....
- Valencia 9 mayo 9.00-14.00 Hora aprox. ....
- Madrid 10 9.00-14.00 Hora aprox. ....
- Toledo 11 mayo 9.00-14.00 Hora aprox. ....

Si no puede acudir al lugar de la demo, nosotros nos desplazamos hasta su centro de trabajo

TIPO DE MUESTRA .....

### DATOS PERSONALES

Nombre .....

Apellidos .....

Empresa .....

Departamento .....

Cargo .....

Tfno.: .....

e-mail .....

# *Demo Tour* **2018**

**Barcelona**  
Lunes 7 Mayo

**Tarragona - Castellón**  
Martes 8 Mayo

**Valencia**  
Miércoles 9 Mayo

**Madrid**  
Jueves 10 Mayo

**Madrid - Toledo**  
Viernes 11 Mayo



[marketing@izasascientific.com](mailto:marketing@izasascientific.com)