

PEDIR CITA PARA VISITA



SLAS Europe 2019

26 a 28 junio, Barcelona

Isla N 1, Labcyte

Disponible el nuevo Biomek i-series, con el que conseguir la luz verde en sus proyectos de Automatización. El sistema de manejo de líquidos más eficiente y realmente *user-friendly* del mercado.

Biomek i5

Acelerando los resultados fiables que impulsan los descubrimientos.

Las estaciones de trabajo automatizadas **Biomek** ofrecen una variedad de tamaños, capacidades de plataforma y funcionalidades generales. Las diferentes configuraciones permiten optimizar el rendimiento y reducir el tiempo de intervención manual para la mayoría de los flujos de trabajo en genómica, descubrimiento de fármacos y aplicaciones de investigación básica.

Optimizando al máximo eficiencia y tiempos de trabajo

- Para proyectos de automatización desde medias a elevadas capacidades de procesamiento de muestras sin intervención del usuario
- Mesa de trabajo con 25 posiciones para pipeteo, posicionamiento o acción de dispositivos integrados.
- Rango de pipeteo de 0.5 - 5,000 μ L
- Modelos de 1 brazo de pipeteo, incluyendo gripper, ya sea con cabezal Span-8 o cabezal Multicanal.



Biomek
i-Series
Designed for Your Evolving Workflow Priorities



**Izasa
Scientific**

A Werfen Company

izasa@izasascientific.com
902 20 30 80